



Funciones:

- Indicación de temperatura en °C ó °F.
- Posibilidad de alarma en “max” y “min” seleccionados.
- Sonda inox. longitud 100 mm con cable 1 metro.
- Pinza de sujeción y soporte sobremesa.

Características técnicas:

- **Escala:** -50°C a +300°C
- **Resolución:** 0,1 °C
- **Precisión:** ± 1°C
- **Alimentación:** 1 batería 1,5V.
- **Dimensiones:** 107 x 65 x 20 mm

